



Platformy do minirotatora Bio RS-24



Adaptory do [minirotatora Bio RS-24](#) firmy Biosan. Dostępne są dwa rodzaje adapterów: **PRSC-18** (8 x 15 ml) oraz **PRS-4/12** (4 x 50 ml i 12 x 1,5-15 ml). Dzięki gumowemu wykończeniu otworów adaptera **PRS-4/12** możliwe jest zastosowanie probówek o różnym kształcie.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Liczba miejsc	Na probówki	Przeznaczenie
	K-9562	Platforma PRSC-18	18 miejsc	15 ml	Minirotator Bio RS-24
	K-9563	Platforma PRS-4/12	4/12 miejsc	50/1,5-15 ml	Minirotator Bio RS-24

Opis

Platformy kompatybilne z [minirotatorem Bio RS-24](#) firmy Biosan. Do wyboru dwa adaptory: **PRSC-18** mieszczący 18 probówek o poj. 15 ml (maks. śr. 16mm) oraz **PRS-4/12** z 4 miejscami na probówki 50 ml (maks. śr. 20-30 mm) oraz 12 otworami dopasowanymi do probówek 1,5-15ml (maks. śr. 10-16mm). Otwory adaptera **PRS-4/12** wykończone są gumą, dzięki czemu dopasowują się do probówek o różnym kształcie.