



Ostrza do skalpeli ze stali węglowej - sterylne - kompatybilne z rękojeścią nr 3

Swann-Morton[®]

Ostrza do skalpeli kompatybilne z rękojeścią nr 3 marki Swann-Morton. Wykonane ze stali węglowej, sterylne.

Do wyboru ostrza o różnych kształtach oraz rozmiarach. Znajdują zastosowanie w chirurgii, stomatologii, podologii, dermatologii, kosmetologii oraz histopatologii.

Sprzedawane w opakowaniach po 100 szt., pakowane indywidualnie.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Materiał	Typ	Stopień czystości	Rodzaj pak.	Szt./Op.
	M-1000	Ostrza do skalpeli Swann-Morton	stal węglowa	nr 6	sterylne	pak. ind.	100 szt.
	M-1001	Ostrza do skalpeli Swann-Morton	stal węglowa	nr 9	sterylne	pak. ind.	100 szt.
	M-1002	Ostrza do skalpeli Swann-Morton	stal węglowa	nr 10	sterylne	pak. ind.	100 szt.
	M-1003	Ostrza do skalpeli Swann-Morton	stal węglowa	nr 10A	sterylne	pak. ind.	100 szt.
	M-1005	Ostrza do skalpeli Swann-Morton	stal węglowa	nr 11	sterylne	pak. ind.	100 szt.
	M-1006	Ostrza do skalpeli Swann-Morton	stal węglowa	nr 11P	sterylne	pak. ind.	100 szt.
	M-1007	Ostrza do skalpeli Swann-Morton	stal węglowa	nr E/11	sterylne	pak. ind.	100 szt.
	M-1008	Ostrza do skalpeli Swann-Morton	stal węglowa	nr Sabre E/11	sterylne	pak. ind.	100 szt.
	M-1009	Ostrza do skalpeli Swann-Morton	stal węglowa	nr 12	sterylne	pak. ind.	100 szt.
	M-1010	Ostrza do skalpeli Swann-Morton	stal węglowa	nr 12D	sterylne	pak. ind.	100 szt.
	M-1011	Ostrza do skalpeli Swann-Morton	stal węglowa	nr 13	sterylne	pak. ind.	100 szt.
	M-1012	Ostrza do skalpeli Swann-Morton	stal węglowa	nr 14	sterylne	pak. ind.	100 szt.
	M-1013	Ostrza do skalpeli Swann-Morton	stal węglowa	nr 15	sterylne	pak. ind.	100 szt.
	M-1014	Ostrza do skalpeli Swann-Morton	stal węglowa	nr 15A	sterylne	pak. ind.	100 szt.
	M-1015	Ostrza do skalpeli Swann-Morton	stal węglowa	nr 15C	sterylne	pak. ind.	100 szt.
	M-1016	Ostrza do skalpeli Swann-Morton	stal węglowa	nr 15T	sterylne	pak. ind.	100 szt.

	M-1017	Ostrza do skalpeli Swann-Morton	stal węglowa	nr Sabre D/15	sterylne	pak. ind.	100 szt.
	M-1018	Ostrza do skalpeli Swann-Morton	stal węglowa	nr 16	sterylne	pak. ind.	100 szt.
	M-1019	Ostrza do skalpeli Swann-Morton	stal węglowa	nr 40	sterylne	pak. ind.	100 szt.

Opis

Sterylnie ostrza wykonane ze stali węglowej, kompatybilne z rękojeścią nr 3 marki Swann-Morton.

Różnorodność kształtów i rozmiarów ostrzy sprawia, że mają one szerokie zastosowanie. Sprawdzą się między innymi w chirurgii, stomatologii, dermatologii, podologii, kosmetologii, a także histopatologii.

Ostrza do skalpeli pakowane są pojedynczo, sprzedawane w opakowaniach po 100 szt.