



Ostrza do skalpeli ze stali węglowej - sterylne - kompatybilne z rękojeścią nr 4

Swann-Morton[®]

Sterylnie ostrza kompatybilne z rękojeścią nr 4 firmy Swann-Morton. Ostrza do skalpeli wykonano ze stali węglowej.

Dostępne warianty o różnych rozmiarach i kształtach. Sprawdzą się zarówno w chirurgii, stomatologii, podologii, dermatologii, kosmetologii jak i histopatologii.

Ostrza sprzedawane są w opakowaniach po 100 szt., pakowane indywidualnie.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Materiał	Typ	Stopień czystości	Rodzaj pak.	Szt./Op.
	M-1021	Ostrza do skalpeli Swann-Morton	stal węglowa	nr 18		pak. ind.	100 szt.
	M-1022	Ostrza do skalpeli Swann-Morton	stal węglowa	nr 19		pak. ind.	100 szt.
	M-1023	Ostrza do skalpeli Swann-Morton	stal węglowa	nr 20		pak. ind.	100 szt.
	M-1024	Ostrza do skalpeli Swann-Morton	stal węglowa	nr 21		pak. ind.	100 szt.
	M-1025	Ostrza do skalpeli Swann-Morton	stal węglowa	nr 22		pak. ind.	100 szt.
	M-1026	Ostrza do skalpeli Swann-Morton	stal węglowa	nr 22A		pak. ind.	100 szt.
	M-1027	Ostrza do skalpeli Swann-Morton	stal węglowa	nr 23		pak. ind.	100 szt.
	M-1029	Ostrza do skalpeli Swann-Morton	stal węglowa	nr 24		pak. ind.	100 szt.
	M-1030	Ostrza do skalpeli Swann-Morton	stal węglowa	nr 25		pak. ind.	100 szt.
	M-1031	Ostrza do skalpeli Swann-Morton	stal węglowa	nr 25A		pak. ind.	100 szt.
	M-1032	Ostrza do skalpeli Swann-Morton	stal węglowa	nr 26		pak. ind.	100 szt.
	M-1033	Ostrza do skalpeli Swann-Morton	stal węglowa	nr 27		pak. ind.	100 szt.
	M-1034	Ostrza do skalpeli Swann-Morton	stal węglowa	nr 36		pak. ind.	100 szt.

Opis

Sterylnie ostrza wykonane ze stali węglowej pasują do rękojeści nr 4 marki Swann-Morton.

Do wyboru ostrza do skalpeli o różnym kształcie i wymiarach. Ich różnorodność sprawia, że mają szerokie zastosowanie m. in. w chirurgii, dermatologii, stomatologii, podologii, kosmetologii, a także histopatologii.

Ostrza pakowane są indywidualnie, sprzedawane w opakowaniach po 100 szt.