



Szczotki do butelek, naczyń laboratoryjnych - z pędzelkiem

Szczotki z naturalnego włosia zakończone pędzelkiem. Do czyszczenia probówek lub naczyń laboratoryjnych. Można używać ze środkami czyszczącymi i dezynfekującymi.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Końcówka	Śr. włosia	Dł. włosia	Dł. uchwytu	Dł. całk.
	B-1562	Szczotka do naczyń lab.	pędzel	30 mm	100 mm	155 mm	300 mm
	B-1563	Szczotka do butelek	pędzel	50 mm	90 mm	210 mm	350 mm
	B-1564	Szczotka do butelek	pędzel	65 mm	130 mm	270 mm	460 mm

Opis

Szczotki do czyszczenia probówek, butelek, zlewek, cylindrów, pipet i innych naczyń laboratoryjnych. Z mocną, naturalną szczecinią i ocynkowanym, drucianym trzonkiem. Zakończone pędzelkiem. Do stosowania ze wszystkimi koncentratami czyszczącymi i środkami dezynfekującymi.

Do wyboru różne średnice i długości, w zależności od wariantu. W ofercie posiadamy również [szczotki do butelek i naczyń laboratoryjnych z bawełnianą główką](#).