



Wkłady do termobloku CH 3-150 Combitherm-2



Wkłady dopasowane do bloku grzejno-chłodzącego **CH 3-150 Combitherm-2**. Dostępne są bloki na probówki o **średnicy 12-48 mm** oraz **głębokości od 30 do 58 mm**. Co więcej, wkład B23-1.5 dostosowany jest do probówek o pojemności **1,5 ml**. Natomiast adapter B18-12 ma 18 otworów na probówki okrągłodenne (**12 x 75 mm**).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Liczba miejsc	Na probówki	Gł. otworów	Przeznaczenie
	K-7080	Wkład B2-50	2 miejsca	śr. 48 mm	58 mm	Termoblok CH 3-150 Combitherm-2
	K-7081	Wkład B10-16	10 miejsc	śr. 16 mm	56 mm	Termoblok CH 3-150 Combitherm-2
	K-7082	Wkład B6-25	6 miejsc	śr. 25 mm	40 mm	Termoblok CH 3-150 Combitherm-2
	K-7083	Wkład B23-1.5	23 miejsca	1,5 ml	35 mm	Termoblok CH 3-150 Combitherm-2
	K-7084	Wkład B18-12	18 miejsc	śr. 12 mm	58 mm	Termoblok CH 3-150 Combitherm-2
	K-7085	Wkład B5-29	5 miejsc	śr. 29 mm	40 mm	Termoblok CH 3-150 Combitherm-2
	K-7086	Wkład B10-13	10 miejsc	śr. 13 mm	30 mm	Termoblok CH 3-150 Combitherm-2

Opis

Wkłady pasujące do bloku grzejno-chłodzącego **CH 3-150 Combitherm-2**. Do wyboru wkłady na probówki o średnicy **od 12 mm do 48 mm** oraz głębokości **30-58 mm**. Ponadto wkład B23-1.5 dostosowany jest do probówek o pojemności **1,5 ml**. Z kolei adapter B18-12 pomieści 18 probówek okrągłodennych o wymiarach **12 x 75 mm**.