



Eppendorf ThermoMixer™ C i ThermoStat™ C

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Termomikser i termostat firmy Eppendorf z możliwością montowania wymiennych wkładów SmartBlock™. Oba urządzenia posiadają możliwość ogrzewania i chłodzenia próbek z wysoką stabilnością. Posiadają technologię suchej inkubacji (Dry incubation technology) oraz zwartą konstrukcję i optymalne wykorzystanie powierzchni bloku.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta	W zestawie
	K-5106	Eppendorf ThermoMixer™ C	5382 000.015	bez wkładu
	K-5107	Eppendorf ThermoStat™ C	5383 000.019	bez wkładu

Opis

Termomikser i termostat firmy Eppendorf z możliwością montowania wymiennych wkładów [SmartBlock™](#). Oba urządzenia posiadają możliwość ogrzewania i chłodzenia próbek z wysoką stabilnością. Posiadają technologię suchej inkubacji (Dry incubation technology) oraz zwartą konstrukcję i optymalne wykorzystanie powierzchni bloku. Przy użyciu predefiniowanych klawiszy użytkownik ma możliwość szybkiego wybrania popularnych temperatur (w modelu K-5106 przyciski mogą być dowolnie programowane).

Dodatkowo ThermoMixer™ C oferuje szereg właściwości związanych z wytrząsaniem próbek, jak np. funkcja 2DMix-Control, która zapewnia wydajne i szybkie wymieszanie cieczy w probówkach i płytkach. Funkcja krótkiego wytrząsania (Short Mix) pozwala na szybkie mieszanie próbek, bez konieczności ustawiania szczegółowych parametrów. Cicha praca jest możliwa dzięki precyzyjnemu dopasowaniu bloku do znajdujących się w nim probówek lub płytek. Posiada technologię zabezpieczającą przed skraplaniem się wody na pokrywce (Anti-spill technology), dzięki czemu nie dochodzi do zanieczyszczenia próbek.

Urządzenia dostarczane są bez [wymennych wkładów SmartBlock™](#) – do kupienia osobno. Dostępne są również kompatybilne pokrywy: standardowa ([K-5108](#)) lub pokrywka Eppendorf ThermoTop® ([K-5109](#)).