



Woreczki z zamknięciem typu zip

Przeźroczyste woreczki wykonane z tworzywa sztucznego (LDPE). Z kolorowymi zamknięciami typu Ziplock dla łatwej identyfikacji zawartości. Szybkie i proste zamykanie. Idealne do próbek i przechowywania drobnego asortymentu laboratoryjnego. Wielokrotnego użytku. Mogą być stosowane w zakresie temperatur od -50 do 75°C.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor zamknięcia	Gr. folii	Szer. x dł.	Szt./Op.
	1-7320	Woreczki z zamknięciem typu zip	czerwone	50 µm	80 x 120 mm	3 x 40 szt.
	1-7321	Woreczki z zamknięciem typu zip	żółte	50 µm	80 x 120 mm	3 x 40 szt.
	1-7322	Woreczki z zamknięciem typu zip	niebieskie	50 µm	80 x 120 mm	3 x 40 szt.
	1-7323	Woreczki z zamknięciem typu zip	zielone	50 µm	80 x 120 mm	3 x 40 szt.
	1-7324	Woreczki z zamknięciem typu zip	czerwone	60 µm	150 x 220 mm	5 x 20 szt.
	1-7325	Woreczki z zamknięciem typu zip	żółte	60 µm	150 x 220 mm	5 x 20 szt.
	1-7326	Woreczki z zamknięciem typu zip	niebieskie	60 µm	150 x 220 mm	5 x 20 szt.
	1-7327	Woreczki z zamknięciem typu zip	zielone	60 µm	150 x 220 mm	5 x 20 szt.
	1-7328	Woreczki z zamknięciem typu zip	czerwone	70 µm	180 x 250 mm	5 x 20 szt.
	1-7329	Woreczki z zamknięciem typu zip	żółte	70 µm	180 x 250 mm	5 x 20 szt.
	1-7330	Woreczki z zamknięciem typu zip	niebieskie	70 µm	180 x 250 mm	5 x 20 szt.
	1-7331	Woreczki z zamknięciem typu zip	zielone	70 µm	180 x 250 mm	5 x 20 szt.
	1-7332	Woreczki z zamknięciem typu zip	czerwone	80 µm	220 x 310 mm	5 x 20 szt.
	1-7333	Woreczki z zamknięciem typu zip	żółte	80 µm	220 x 310 mm	5 x 20 szt.
	1-7334	Woreczki z zamknięciem typu zip	niebieskie	80 µm	220 x 310 mm	5 x 20 szt.
	1-7335	Woreczki z zamknięciem typu zip	zielone	80 µm	220 x 310 mm	5 x 20 szt.
	1-7336	Woreczki z zamknięciem typu zip	czerwone	90 µm	300 x 400 mm	1 x 50 szt.
	1-7337	Woreczki z zamknięciem typu zip	żółte	90 µm	300 x 400 mm	1 x 50 szt.

	1-7338	Woreczki z zamknięciem typu zip	niebieskie	90 µm	300 x 400 mm	1 x 50 szt.
	1-7339	Woreczki z zamknięciem typu zip	zielone	90 µm	300 x 400 mm	1 x 50 szt.
	1-7340	Woreczki z zamknięciem typu zip	czerwone	100 µm	400 x 500 mm	2 x 30 szt.
	1-7341	Woreczki z zamknięciem typu zip	żółte	100 µm	400 x 500 mm	2 x 30 szt.
	1-7342	Woreczki z zamknięciem typu zip	niebieskie	100 µm	400 x 500 mm	2 x 30 szt.
	1-7343	Woreczki z zamknięciem typu zip	zielone	100 µm	400 x 500 mm	2 x 30 szt.

Opis

Przeźroczyste woreczki wykonane z tworzywa sztucznego (LDPE). Z kolorowymi zamknięciami typu Ziplock dla łatwej identyfikacji zawartości. Szybkie i proste zamykanie. Idealne do próbek i przechowywania drobnego asortymentu laboratoryjnego. Wielokrotnego użytku. Mogą być stosowane w zakresie temperatur od -50 do 75°C.

Grubość folii: 50-100 µm.