



Pudełka 50-miejscowe z PP na próbki - komplet 5 szt.



Pudełka 50-miejscowe wykonane z PP. Przeznaczone do przechowywania próbek. Posiadają oznakowanie alfanumeryczne na spodzie. Pokrywka na zawiasach zamykana na zatrzask. Autoklawowalne w 121°C przez 20 min.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Dł. x szer. x wys.	Kolor	Liczba miejsc	Szt./Op.
	B-7710	Pudełka 50-miejscowe z PP na próbki	141 x 92 x 56 mm	przeźroczyste	50 miejsc	5 szt.
	B-7711	Pudełka 50-miejscowe z PP na próbki	141 x 92 x 56 mm	niebieski, zielony, fioletowy, żółty, pomarańczowy	50 miejsc	5 szt.

Opis

Pudełka 50-miejscowe wykonane z PP w żywych kolorach. Przeznaczone do przechowywania próbek i krioprobówek o poj. 1,5/2,0 ml. Kriopudełka Heathrow Scientific mogą być przechowywane w temperaturze -80 °C. Posiadają oznakowanie alfanumeryczne na spodzie, które ułatwia dokumentację i identyfikację próbek. Pokrywka na zawiasach zamykana na zatrzask. Autoklawowalne w 121°C przez 20 min.

Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.): 141 x 92 x 56 mm.

Średnica otworów: 12,3 mm.