



Miniwirówko-vortex Combi-Spin FVL-2400N



Miniwirówko-vortex **Combi-Spin FVL-2400N** pełni podwójną funkcję: vortexu oraz wirówki. Może pracować zarówno w trybie impulsowym jak i ciągłym. W zestawie znajdują się rotory R-1,5 (**na 12 probówek o poj. 1,5 ml**) oraz R-0,5/0,2 (**na 12 probówek 0,5 ml oraz 12 probówek 0,2 ml**). Prędkość wirowania można jest regulowana do **2800 obr./min**. Maks. przyspieszenie odśrodkowe wynosi **500 x g**.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pręd. obrotowa	W zestawie
	K-0500	Miniwirówko-vortex Combi-Spin FVL-2400N	2800 obr./min	Rotory R-1.5 oraz R-0.5/0.2

Opis

Miniwirówka z funkcją wytrząsania FVL-2400N znajdzie zastosowanie w wielu procedurach laboratoryjnych m. in. badaniach z zakresu genetyki, inżynierii i diagnostyki genetycznej. Urządzenie pełni podwójną funkcję: vortexu oraz wirówki. Może pracować w trybie ciągłym bądź impulsowym. Wirówka posiada mechanizm automatycznie zatrzymujący urządzenie w przypadku otwarcia pokrywy.

Prędkość wirowania można regulować w zakresie do **2800 obr./min**. Maks. przyspieszenie odśrodkowe wynosi **500 x g**. Wymiary wirówki to **190 x 235 x 125 mm**, waga **1,7 kg**, zasilanie **230V, 50/60 Hz**.

Do urządzenia dołączane są rotory R-1,5 (**na 12 probówek o poj. 1,5 ml**) oraz R-0,5/0,2 (**na 12 probówek 0,5 ml oraz 12 probówek 0,2 ml**).

Dodatkowo można dokupić inne rotory kompatybilne z Combi-Spin FVL-2400N: [R-2/0.5](#) – na probówki 0,5-2,0 ml, [R-2/0.5/0.2](#) – na probówki 0,2-2,0 ml oraz rotory [SR-16](#) i [SR-32](#) na odpowiednio 2 i 4 stripy.

Dane techniczne

Parametr	Miniwirówko-vortex Combi-Spin FVL-2400N
Zakres prędkości	2800 obr./min
Maksymalna względna siła odśrodkowa	500 x g

Parametr	Miniwirówko-vortex Combi-Spin FVL-2400N
Wymiary	190 x 235 x 125 mm
Waga	1,7 kg
Zasilanie	230V, 50/60 Hz