



Statyw Mikro-Rack z probówkami, 96 stanowiskowy

Statyw z 96 pojedynczymi probówkami z PP o poj. 1,2 ml. Nadaje się do magazynowania w bardzo niskich temperaturach, do agresywnych mediów oraz rozpuszczalników. Kodowanie alfanumeryczne na pokrywie. Niesterylny. Autoklawowalny. Zamykany za pomocą pasków 8-stanowiskowych oraz mat zamykających.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Szt./Op.
	7-9707	96-stanowiskowy statyw Mikro-Rack, niesterylny	1,2 ml	50 szt. (5 x 10)

Opis

Statyw z 96 pojedynczymi probówkami z PP o poj. 1,2 ml. Nadaje się do magazynowania w bardzo niskich temperaturach, do agresywnych mediów oraz rozpuszczalników. Kodowanie alfanumeryczne na pokrywie. Niesterylny. Autoklawowalny. Zamykany za pomocą pasków 8-stanowiskowych oraz mat zamykających.