



Zestaw Hei-PLATE Sensor Basic Package Core+

Zestaw Hei-PLATE Sensor Basic Package Core+ to komplet, który obejmuje mieszadło magnetyczne Mix'n' Heat Core+ oraz precyzyjny czujnik temperatury Pt1000. Zestaw gwarantuje dokładne mieszanie oraz podgrzewanie próbek.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	H-6245	Zestaw Hei-PLATE Sensor Basic Package Core+	506-21150-00

Opis

Zestaw Hei-PLATE Sensor Basic Package Core+ to kompleksowe rozwiązanie dla laboratoriów wymagających precyzyjnego podgrzewania i mieszania próbek. Składa się on z mieszadła magnetycznego Mix 'n' Heat Core+ o średnicy płyty 145 mm oraz czujnika temperatury Pt1000. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o efektywnym i bezpiecznym użytkowaniu.

- [Mieszadło magnetyczne Mix 'n' Heat Core+](#) zapewnia szybkie i precyzyjne podgrzewanie bez przekroczenia zadanej temperatury. Jego zakres prędkości wynosi od 100 do 1400 obr./min, co umożliwia mieszanie cieczy o objętości do 20 litrów. Zakres temperatur pracy mieści się w granicach od 20°C do 300°C. Dzięki temu urządzenie jest idealnym wyborem do pracy z różnorodnymi próbkami, również tymi wrażliwymi na temperaturę.
- [Czujnik temperatury Pt1000](#) zapewnia precyzyjne pomiary temperatury, co ma kluczowe znaczenie w wielu procesach laboratoryjnych.

Zestaw Hei-PLATE Sensor Basic Package Core+ to niezawodne narzędzie, zapewniające zarówno dokładność, jak i trwałość.

Dane techniczne

Parametr	Hei-Plate Mix 'n' Heat Core+
Zakres prędkości	100-1400 obr./min
Dokładność regulacji prędkości obrotowej	± 2%

Zakres temp.	20-300°C
Maks. objętość mieszanej cieczy (wody)	20 l
Średnica płyty	145 mm
Wymiary urządzenia	168 x 299 x 101 mm
Ciężar	3 kg
Stopień ochrony	IP 42
Zasilanie	230 V, 50/60 Hz