



Zestaw Hei-PLATE Reflux Package Expert Mini



Zestaw Hei-PLATE Reflux Package Expert Mini obejmuje mieszadło magnetyczne Mix 'n' Heat Expert, precyzyjny czujnik temperatury Pt1000, blok grzewczy Heat-On do kolb 250 ml oraz chłodnicę powietrzną Findenser™ mini. Mieszadło działa w zakresie temperatur od 20°C do 350°C, przy prędkości obrotowej od 100 do 1400 obr./min.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	H-6271	Zestaw Hei-PLATE Reflux Package Expert Mini	506-31155-00

Opis

Zestaw Mini Hei-PLATE Reflux Expert składa się z następujących elementów: mieszadła magnetycznego, czujnika temperatury, bloku grzewczego, a także chłodnicy powietrznej.

- [Mieszadło magnetyczne Mix 'n' Heat Expert](#) zapewnia szybkie i dokładne podgrzewanie. Zakres temperatury pracy wynosi od 20°C do 350°C. Zakres prędkości obrotowej urządzenia to od 100 do 1400 obr./min, co pozwala na mieszanie cieczy o objętości do 25 litrów.
- [Czujnik temperatury Pt1000](#), umożliwia precyzyjną regulację temperatury.
- W zestawie znajduje się [blok grzewczy Heat-On 250 ml](#), który zapewnia optymalny transfer. Blok grzewczy jest odpowiedni do podgrzewania kolb o pojemności 250 ml, z maksymalną temperaturą ciągłej pracy wynoszącą 260°C.
- [Chłodnica powietrzna Findenser™ Mini](#) stanowi doskonałe uzupełnienie systemu. Jest idealna do pracy z objętościami rozpuszczalnika do 125 ml, zapewniając optymalną wymianę ciepła.

Dane techniczne

Parametr	Hei-PLATE Mix 'n' Heat Expert
Zakres prędkości	100-1400 obr./min

Maks. objętość mieszanej cieczy (wody)	25 l
Zakres temp.	20-350°C
Średnica płyty	145 mm
Wymiary urządzenia	168 x 106 x 299 mm
Ciężar	ok. 3 kg
Stopień ochrony	IP 42
Zasilanie	230 V, 50/60 Hz