



Zestaw Hei-PLATE Reflux Package Expert



Zestaw Hei-PLATE Reflux Package Expert zawiera mieszadło magnetyczne, czujnik temperatury, blok grzewczy oraz chłodnicę powietrzną. Mieszadło magnetyczne działa w zakresie temperatur od 20°C do 350°C, a jego prędkość wynosi od 100 do 1400 obr./min.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	H-6272	Zestaw Hei-PLATE Reflux Package Expert	506-31156-00

Opis

Zestaw Hei-PLATE Reflux Package Expert to rozwiązanie do przeprowadzania syntez oraz reakcji. Pakiet obejmuje: mieszadło magnetyczne, czujnik temperatury, blok grzewczy oraz chłodnicę powietrzną.

- [Mieszadło magnetyczne Mix 'n' Heat Expert](#) zapewnia szybkie i precyzyjne podgrzewanie próbki. Zakres temperatury pracy wynosi od 20°C do 350°C, a prędkość mieszania mieści się w zakresie 100-1400 obr./min.
- [Czujnik temperatury Pt1000](#) umożliwia dokładną regulację temperatury, co jest kluczowe dla kontrolowania warunków reakcji.
- Dodatkowo, [blok grzewczy Heat-On](#) do kolb o pojemności 1 l gwarantuje skuteczny transfer ciepła.
- [Chłodnica powietrzna Findenser](#) to idealne rozwiązanie dla reakcji z rozpuszczalnikami do 1 litra.

Dane techniczne

Parametr	Hei-PLATE Mix 'n' Heat Expert
Zakres prędkości	100-1400 obr./min
Maks. objętość mieszanej cieczy (wody)	25 l
Zakres temp.	20-350°C

Średnica płyty	145 mm
-----------------------	--------

Wymiary urządzenia	168 x 106 x 299 mm
---------------------------	--------------------

Ciężar	ok. 3 kg
---------------	----------

Stopień ochrony	IP 42
------------------------	-------

Zasilanie	230 V, 50/60 Hz
------------------	-----------------