



Naczynia do łaźni olejowej Heidolph



Naczynia do łaźni olejowej o pojemnościach 1, 2 i 4 litrów. Maksymalna temperatura oleju 250°C. Wraz z mieszadłami magnetycznymi Heidolph z płytą 145 mm mogą pełnić rolę kąpeli olejowej.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Zakres temp.	Przeznaczenie	Nr producenta
	H-6301	Naczynie do łaźni olejowej	1 l	do 250°C	mieszadła magnetyczne Heidolph	504-93000-00
	H-6302	Naczynie do łaźni olejowej	2 l	do 250°C	mieszadła magnetyczne Heidolph	504-92000-00
	H-6303	Naczynie do łaźni olejowej	4 l	do 250°C	mieszadła magnetyczne Heidolph	504-91000-00

Opis

Naczynia do łaźni olejowej o pojemnościach 1, 2 i 4 litrów. Przeznaczone **do pracy z olejem w wysokich temperaturach sięgających do 250°C.** Wraz z kompatybilnymi mieszadłami magnetycznymi mogą pełnić rolę kąpeli olejowej. Naczynia zapewniają efektywne ogrzewanie, jak i utrzymanie stabilnej temperatury.

Naczynia są kompatybilne z mieszadłami magnetycznymi: [Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core](#), [Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+](#), [Hei-PLATE Mix 'n' Heat Expert](#), [Hei-PLATE Mix 'n' Heat Ultimate](#) wyposażonymi w płyty grzewcze o średnicy 145 mm. Natomiast w przypadku modeli z płytami o średnicy 135 mm, możliwość użycia [adaptera](#) pozwala na dostosowanie ich do pracy z tymi naczyniami.