



## Fiolki Wheaton ze szkła przezroczystego lub brązowego, z gwintem - 1,5 ml i 2 ml

**WHEATON<sup>®</sup>**

Wysokiej jakości fiolki wykonane ze szkła borokrzemowego odpornego na zmiany temperatury. Autoklawowalne. Opakowanie zawiera 2 x 100 fiolek zafoliowanych na tacce, co zabezpiecza je przed zakurzeniem. Brązowe szkło chroni próbki wrażliwe na światło i utrzymuje czystość zawartości. Dostarczane bez zakrętek gwintowych. Odpowiednie typy zakrętek oraz septy należy zamawiać osobno.

| Miniatura                                                                           | Nr-art. | Nazwa                    | Kolor     | Pojemność | Śr. x wys. | Gwint | Szt./Op. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|-----------|-----------|------------|-------|----------|
|    | 9-0151  | Fiolki WHEATON z gwintem | bezbarwne | 2 ml      | 12 x 35 mm | ND8   | 200 szt. |
|    | 9-0158  | Fiolki WHEATON z gwintem | oranżowe  | 1,5 ml    | 12 x 32 mm | ND8   | 200 szt. |
|  | 9-0159  | Fiolki WHEATON z gwintem | oranżowe  | 2 ml      | 12 x 35 mm | ND8   | 200 szt. |

### Opis

Wysokiej jakości fiolki wykonane ze szkła borokrzemowego odpornego na zmiany temperatury. Autoklawowalne. Opakowanie zawiera 2 x 100 fiolek zafoliowanych na tacce, co zabezpiecza je przed zakurzeniem. Brązowe szkło chroni próbki wrażliwe na światło i utrzymuje czystość zawartości. Dostarczane bez zakrętek gwintowych. Odpowiednie typy zakrętek oraz septy należy zamawiać osobno.