

Pręt statywu Heidolph



Pręt statywu o długości 500 mm i średnicy 13 mm. Umożliwia mocowanie akcesoriów do mieszadeł magnetycznych Heidolph oraz podnośnika laboratoryjnego e-Lift.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Przeznaczenie	Nr producenta
	H-6361	Pręt statywu	mieszadła magnetyczne Heidolph	509-81000-00

Opis

Pręt statywu o długości 500 mm i średnicy 13 mm. Zapewnia stabilne mocowanie akcesoriów do mieszadeł magnetycznych Heidolph lub do podnośnika laboratoryjnego e-Lift.