



Bloki grzewcze Heat-On™ Heidolph



Bloki grzewcze Heat-On™ do mieszadeł magnetycznych Heidolph przeznaczone do kolb o różnych pojemności – od 100 ml do 5000 ml. Zapewniają efektywne i bezpieczne podgrzewanie cieczy.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Do kolb o poj.	Przeznaczenie	Nr producenta
	H-6401	Blok grzewczy Heat-On™ do kolb 3-szyjnych	100 ml	mieszadła magnetyczne Heidolph	505-80066-00
	H-6402	Blok grzewczy Heat-On™	250 ml	mieszadła magnetyczne Heidolph	505-80067-00
	H-6403	Blok grzewczy Heat-On™ do kolb 3-szyjnych	250 ml	mieszadła magnetyczne Heidolph	505-80067-01
	H-6404	Blok grzewczy Heat-On™	500 ml	mieszadła magnetyczne Heidolph	505-80069-00
	H-6405	Blok grzewczy Heat-On™	1000 ml	mieszadła magnetyczne Heidolph	505-80071-00
	H-6406	Blok grzewczy Heat-On™	2000 ml	mieszadła magnetyczne Heidolph	505-80073-00
	H-6407	Blok grzewczy Heat-On™	3000 ml	mieszadła magnetyczne Heidolph	505-80075-00
	H-6408	Blok grzewczy Heat-On™	4000 ml	mieszadła magnetyczne Heidolph	505-80078-00
	H-6409	Blok grzewczy Heat-On™	5000 ml	mieszadła magnetyczne Heidolph	505-80076-00

Opis

Bloki grzewcze Heat-On™ do mieszadeł magnetycznych Heidolph gwarantują precyzyjne i równomierne podgrzewanie roztworów w laboratoriach.

Modele są dostępne do kolb w różnych pojemnościach: 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml, 2000 ml, 3000 ml, 4000 ml oraz 5000 ml, a także w wersjach do kolb trójszyjnych o pojemności 100 ml i 250 ml.

Maksymalna temperatura ciągłego użytkowania wynosi 260 °C. Bloki grzewcze wykonano z materiałów o wysokiej jakości, co zapewnia ich trwałość i niezawodność.