



Uchwyty do kolb Erlenmeyera Heidolph



Różnorodne uchwyty mocujące dostosowane do kolb o pojemnościach od 25 ml do 2000 ml. Kompatybilne z platformami do montażu uchwytów mocujących – 100, 1000 oraz 2000.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Do kolb o poj.	Przeznaczenie	Nr producenta
	H-6661	Uchwyt mocujący	25 ml	platformy do montażu uchwytów mocujących 100, 1000, 2000	549-51000-00
	H-6662	Uchwyt mocujący	50 ml	platformy do montażu uchwytów mocujących 100, 1000, 2000	549-52000-00
	H-6663	Uchwyt mocujący	100 ml	platformy do montażu uchwytów mocujących 100, 1000, 2000	549-53000-00
	H-6664	Uchwyt mocujący	250 ml	platformy do montażu uchwytów mocujących 100, 1000, 2000	549-54000-00
	H-6665	Uchwyt mocujący	500 ml	platformy do montażu uchwytów mocujących 100, 1000, 2000	549-55000-00
	H-6666	Uchwyt mocujący	1000 ml	platformy do montażu uchwytów mocujących 100, 1000, 2000	549-56000-00
	H-6667	Uchwyt mocujący	2000 ml	platformy do montażu uchwytów mocujących 1000, 2000	549-63000-00

Opis

Uchwyty mocujące umożliwiają bezpieczne mocowanie kolb o różnych pojemnościach. Wykonane z trwałych materiałów, są **kompatybilne z platformami do montażu uchwytów mocujących 100, 1000 oraz 2000**.

Oferujemy następujące warianty uchwytów mocujących:

- przeznaczone do kolb 25 ml:
 - dla platformy 100: max. 16,
 - dla platformy 1000: max. 20,
 - dla platformy 2000: max. 36,
- przeznaczone do kolb 50 ml:
 - dla platformy 100: max.16,
 - dla platformy 1000: max. 20,
 - dla platformy 2000: max. 36,

- przeznaczone do kolb 100 ml:
 - dla platformy 100: max. 8,
 - dla platformy 1000: max. 14,
 - dla platformy 2000: max.23,
- przeznaczone do kolb 250 ml:
 - dla platformy 100: max. 5,
 - dla platformy 1000: max. 8,
 - dla platformy 2000: max. 12,
- przeznaczone do kolb 500 ml:
 - dla platformy 100: max. 3,
 - dla platformy 1000: max. 4,
 - dla platformy 2000: max. 9,
- przeznaczone do kolb 1000 ml:
 - dla platformy 100: max. 2,
 - dla platformy 1000: max. 4,
 - dla platformy 2000: max. 5,
- przeznaczone do kolb 2000 ml:
 - dla platformy 1000: max. 2,
 - dla platformy 2000: max. 3.