



Wytrząsarka obrotowa Reax 2



Wytrząsarka o ruchu obrotowym (koziółkującym) z płynną regulacją prędkości w zakresie 20-200 obr./min. Przeznaczona do naczyń o wysokości od 50 do 160 mm. Maksymalne obciążenie wynosi 1 kg.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Pręd. obrotowa	Maks. obciążenie	Nr producenta
	H-6705	Wytrząsarka obrotowa Reax 2	analogowa	20-200 obr./min	1 kg	541-21009-00
	H-6721	Adapter na 20 probówek	-	-	-	549-21000-00

Opis

Wytrząsarka obrotowa Heidolph Reax 2 z płynnie regulowaną prędkością wytrząsania w zakresie 20-200 obr./min. Zaprojektowana do wszechstronnych zastosowań w hematologii, diagnostyce medycznej i biochemii.

Urządzenie zawiera uniwersalny adapter z zaciskami, w związku z czym pozwala na stosowanie naczyń (maks. 2) o wysokości od 50 do 160 mm. **Maksymalne obciążenie wytrząsarki to 1 kg.**

Oferujemy również adapter do wytrząsania. Adapter to akcesorium umożliwiające jednoczesne wytrząsanie do 20 probówek o średnicy 10 -18 mm, co znacznie zwiększa efektywność pracy w laboratorium.

Dane techniczne

Parametr	Reax 2
Ruch	obrotowy (koziółkujący)
Typ	analogowa
Zakres prędkości	20-200 obr./min

Maksymalne obciążenie	1 kg
Wielkość naczyń	wysokość 50-160 mm
Czas pracy	praca ciągła
Wymiary platformy	230 x 160 mm
Wymiary urządzenia/Ciężar	501 x 235 x 180
Ciężar	5 kg
Zasilanie	230 V, 50 Hz