



Łyżeczka aluminiowa



Łyżeczka aluminiowa do precyzyjnego odmierzania i przekładania małych ilości substancji. Długość 330 mm.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Długość
	H-1900	Łyżeczka aluminiowa	330 mm

Opis

Łyżeczka wykonana z aluminium. Do precyzyjnego odmierzania i przekładania małych ilości substancji bez ryzyka ich uszkodzenia lub zanieczyszczenia. Długość całkowita wynosi 330 mm.