



Zestaw do kalibracji temperatury do wagosuszarek serii MB - z walizką



Zestaw do kalibracji temperatury wagosuszarek Ohaus. Umieszczony w walizce z ABS.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Przeznaczenie	Nr producenta
	H-1938	Zestaw do kalibracji temperatury - z walizką	wagosuszarki serii MB	11113857

Opis

Zestaw do kalibracji temperatury, służy do korygowania ustawień temperatury wagosuszarek Ohaus. Dedykowany do modeli: MB23, MB25, MB27, MB32, MB62, MB90, MB92, MB120.

Zestaw umieszczony w obudowie z wytrzymałego tworzywa ABS. Wymiary walizki wynoszą: 150 x 180 x 50 mm.