

















## Pipety serologiczne z PS - o poj. 1 ml - 100 ml Pall

*fisherbrand*

Pipety serologiczne z polistyrenu (PS). Sterylne, bez pirogenów, wolne od DNazy, RNazy, BSE/TSE. Z bawełnianą zatyczką. Z paskiem umieszczonym wzdłuż pipety, zwiększającym precyzję odczytu. Pakowane indywidualnie w opakowania papierowo-plastikowe lub plastikowe.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Podziałka	Kod barwny	Stopień czystości	Pakowane	Szt./Op.
	R-3101	Pipety serologiczne z PS	1 ml	0,01 ml	żółty	sterylne	pak. ind. w opak. papierowo-plastikowe	1000 szt.
	R-3102	Pipety serologiczne z PS	2 ml	0,01 ml	zielony	sterylne	pak. ind. w opak. papierowo-plastikowe	500 szt.
	R-3103	Pipety serologiczne z PS	5 ml	0,1 ml	niebieski	sterylne	pak. ind. w opak. papierowo-plastikowe	200 szt.
	R-3104	Pipety serologiczne z PS	10 ml	0,1 ml	pomarańczowy	sterylne	pak. ind. w opak. papierowo-plastikowe	200 szt.
	R-3105	Pipety serologiczne z PS	25 ml	0,2 ml	czerwony	sterylne	pak. ind. w opak. papierowo-plastikowe	200 szt.
	R-3106	Pipety serologiczne z PS	50 ml	0,5 ml	fioletowy	sterylne	pak. ind. w opak. papierowo-plastikowe	100 szt.
	R-3107	Pipety serologiczne z PS	100 ml	1,0 ml	ciemny niebieski	sterylne	pak. ind. w opak. papierowo-plastikowe	100 szt.
	R-3121	Pipety serologiczne z PS	1 ml	0,01 ml	żółty	sterylne	pak. ind. w opak. plastikowe	1000 szt.
	R-3122	Pipety serologiczne z PS	2 ml	0,01 ml	zielony	sterylne	pak. ind. w opak. plastikowe	500 szt.
	R-3123	Pipety serologiczne z PS	5 ml	0,1 ml	niebieski	sterylne	pak. ind. w opak. plastikowe	200 szt.
	R-3124	Pipety serologiczne z PS	10 ml	0,1 ml	pomarańczowy	sterylne	pak. ind. w opak. plastikowe	200 szt.
	R-3125	Pipety serologiczne z PS	25 ml	0,2 ml	czerwony	sterylne	pak. ind. w opak. plastikowe	200 szt.
	R-3126	Pipety serologiczne z PS	50 ml	0,5 ml	fioletowy	sterylne	pak. ind. w opak. plastikowe	100 szt.
	R-3127	Pipety serologiczne z PS	100 ml	1,0 ml	ciemny niebieski	sterylne	pak. ind. w opak. plastikowe	100 szt.

## Opis

Pipety serologiczne wykonane z przezrystego polistyrenu (PS). Sterylne, bez pirogenów, wolne od DNazy, RNazy, BSE/TSE. Z bawełnianą zatyczką. Pakowane indywidualnie, dzięki czemu każda pipeta jest zabezpieczona i chroniona przed kontaminacją a także czynnikami zewnętrznymi. Dokładność wynosi do  $\pm 2\%$  przy pełnej objętości. Do wyboru warianty z opakowaniem papierowo-plastikowym lub całkowicie plastikowym (foliowym).

Kolorowy **pasek umieszczony wzdłuż pipety** redukuje błędy odczytu - menisk jest lepiej widoczny. Dzięki temu pipety są odpowiednie do pracy z kulturami tkankowymi. Czarne **oznaczenia** o wysokim kontraście ułatwiają odczyt objętości. **Kodowanie kolorystyczne** pozwala na łatwą identyfikację pipety uniemożliwiając omyłkowe zastosowanie pipety o niewłaściwej pojemności.

**Pipety serologiczne o pojemnościach: 5 ml , 10 ml , 25 ml , 50 ml posiadają dwukierunkową skalę** (podziałkę rosnącą i malejącą). Z kolei pipety o pojemności 25 ml i 50 ml dzięki ulepszonej konstrukcji końcówki zwiększają efekt napięcia powierzchniowego, minimalizując kapanie.

W ofercie posiadamy również [pipety pakowane zbiorczo w worku](#).