


Rejestrator do płuczek IW-8 i 3D-IW8 - 4-kanalowy Pall



Rejestrator 4-kanalowy do płuczek IW-8 i 3D-IW8. Służy do monitorowania objętości płynów płuczających i zlewek poprzez kontrolę ich wagi (maksymalnie 4 butelki). Płuczka podłączona do rejestratora wyświetla informacje dotyczące zapełnienia butelek z roztworem płuczającym oraz zlewkami.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Przeznaczenie |
|---|---------|-----------------------------------|----------------------|
|  | K-7875 | Rejestrator do płuczek 4-kanalowy | Płuczka IW-8, 3D-IW8 |

Opis

Rejestrator 4-kanalowy do płuczek IW-8 i 3D-IW8. Urządzenie kontroluje objętości roztworów płuczających i zlewek poprzez monitorowanie ich wagi (maksymalnie 4 butelki). Dzięki rejestratorowi płuczka wyświetla pozostałą objętość płynu w każdej butelce jako procent zapełnienia i ostrzega przed kończącym się roztworem płuczającym, bądź przepełnieniem butelki zlewkami.

Maksymalne obciążenie rejestratora wynosi 2 kg. Wymiary urządzenia: 267 × 252 × 97 mm, waga - 3 kg.