



Wirówka Frontier™ FC5513 Pall



Wirówka Frontier™ FC5513 to kompaktowe urządzenie umożliwiające regulację prędkości obrotów w zakresie 200-13500 obr./min. Istnieje także możliwość ustawienia czasu pracy od 10 s do 99 godz. 59 min i 59 s. Urządzenie posiada również opcję szybkiego wirowania „Quickspin”. Wirówka umożliwia zapisanie do 99 programów.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pręd. obrotowa	W zestawie	Nr producenta
	H-5020	Wirówka Frontier™ FC5513	200-13500 obr./min	bez rotora	30393187
	H-5021	Wirówka Frontier™ FC5513	200-13500 obr./min	z rotorem BIOSEALS - 24 x 1,5/2,0 ml	30370691

Opis

Wirówka Frontier™ FC5513 to kompaktowe urządzenie, które znajduje zastosowanie w wielu metodach laboratoryjnych np. izolacja kwasów nukleinowych, czy też ultrafiltracja. Wirówka jest wyposażona w intuicyjny interfejs z wyświetlaczem LCD oraz cichy silnik bezszczotkowy. Umożliwia podgląd czasu pracy oraz prędkości wirowania. Urządzenie posiada mechaniczną blokadę pokrywy.

Prędkość obrotów jest regulowana w zakresie **200-13500 obr./min**. Posiada 10 stopni regulacji przyspieszenia/hamowania. Czas pracy można ustawić od **10 s do 99 godz. 59 min i 59 s**. Urządzenie ma także **funkcję szybkiego wirowania „Quickspin”**. Wirówka umożliwia zapisanie do 99 programów. Wymiary urządzenia wynoszą 356 x 236 x 277 mm, waga – 12,6 kg. Wirówka pracuje prawidłowo w temperaturze 2-35 °C.

Do wyboru wirówka bez rotora lub z rotorem BIOSEALS, który pomieści 24 próbki o pojemności 1,5/2,0 ml. Dodatkowo można dokupić [wirmiki](#) pasujące do urządzenia.

Dane techniczne

Parametr	Wirówka Frontier™ FC5513
Zakres prędkości obrotów	200-13500 obr./min

Parametr	Wirówka Frontier™ FC5513
Zakres czasu pracy	10 s - 99 godz. 59 min 59 s/praca ciągła/Quickspin
Maksymalne przyspieszenie	17317 x g
Regulacja przyspieszenia/hamowania	10 stopni
Wyświetlacz	LCD
Zamknięcie pokrywy	mechaniczne
Temperatura otoczenia	2-35 °C
Waga	12,6 kg
Moc	170 W
Poziom hałasu	≤ 60 ± 2 dB
Wymiary	356 x 236 x 277 mm