



Mikroprobówki z PP - o poj. 0,3 ml - 1 ml

Praktyczne probówki o małej objętości. Wykonane z polipropylenu. Nadają się do zastosowań GC i HPLC. Mogą być stosowane w standardowych autosamplerach, jak Spark Holland, Promis, Marathon, Midas i Triathlon. Średnica szyjki: 10,8 mm. Przezroczyste, o mlecznym zabarwieniu. Samostojące. Autoklawowalne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Wysokość	Szt./Op.
	2-1009	Mikroprobówki stożkowe z pierścieniem	0,3 ml	31,8 mm	100 szt.
	2-1012	Mikroprobówki cylindryczne ze stożkiem wewnętrznym	0,3 ml	31,8 mm	100 szt.
	2-1010	Pokrywki z PU	-	-	100 szt.
	2-1011	Pokrywki z PE z gwiazdką	-	-	100 szt.
	2-1016	Mikroprobówki cylindryczne ze stożkiem wewnętrznym	1 ml	40,2 mm	100 szt.

Opis

Praktyczne probówki o małej objętości. Wykonane z polipropylenu. Nadają się do zastosowań GC i HPLC. Mogą być stosowane w standardowych autosamplerach, jak Spark Holland, Promis, Marathon, Midas i Triathlon. Średnica szyjki: 10,8 mm. Przezroczyste, o mlecznym zabarwieniu. Samostojące. Autoklawowalne. Przystosowane również do głębokiego zamrażania. Pasujące pokrywki można bez trudu zakładać i zdejmować (pasują do wszystkich probówek oraz do większości standardowych fiolek).

Pokrywki z poliuretanu (PUR): łatwe do przekłucia; po przekłuciu ponownie się zamykają.

Pokrywki z polietylenu (PE): z gwiazdką do łatwiejszego przekłuwania.