




## Wirówka Frontier™ FC5513L Pall



Wirówka Frontier™ FC5513L to kompaktowe urządzenie z regulacją prędkości obrotów od 200 do 14000 obr./min. Czas pracy wirówki można ustawić od 10 s do 99 godz. 59 min 59 s. Istnieje także możliwość skorzystania z opcji pracy ciągłej i szybkiego wirowania „Quickspin”. Wirówka zapamiętuje do 99 programów.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pręd. obrotowa	W zestawie	Nr producenta
	H-5022	Wirówka Frontier™ FC5513L	200-14000 obr./min	z rotorem - 18 x 1,5/2,0 ml	83041043

### Opis

Wirówka Frontier™ FC5513L znajduje zastosowanie w wielu procedurach laboratoryjnych np. izolacja kwasów nukleinowych, czy też ultrafiltracja. Wirówka ma wbudowany wyświetlacz LCD, który pokazuje jednocześnie czas pracy oraz prędkość obrotów. Posiada cichy silnik bezszczotkowy oraz intuicyjny interfejs. Urządzenie wyposażono w mechaniczną blokadę pokrywy.

Wirówka umożliwia dostosowanie prędkości obrotów do własnych potrzeb (**200-14000 obr./min**). Posiada 10 stopni regulacji przyspieszenia/hamowania. Istnieje możliwość ustawienia czasu pracy od **10 s do 99 godz. 59 min 59 s**, oraz włączenia trybu pracy ciągłej, a także **szybkiego wirowania „Quickspin”**. Urządzenie zapamiętuje do 99 programów. Jego wymiary wynoszą 356 x 236 x 277 mm, waga – 13,5 kg. Wirówka pracuje prawidłowo w temperaturze otoczenia 5-35 °C.

Dostawa obejmuje rotor kątowy, który pomieści 18 probówek o pojemności 1,5/2,0 ml.

### Dane techniczne

Parametr	Wirówka Frontier™ FC5513L
Zakres prędkości obrotów	200-14000 obr./min
Zakres czasu pracy	10 s – 99 godz. 59 min 59 s/praca ciągła/Quickspin
Maksymalne przyspieszenie	15994 x g

<b>Parametr</b>	<b>Wirówka Frontier™ FC5513L</b>
<b>Regulacja przyspieszenia/hamowania</b>	10 stopni
<b>Wyświetlacz</b>	LCD
<b>Zamknięcie pokrywy</b>	mechaniczne
<b>Temperatura otoczenia</b>	5-35 °C
<b>Waga</b>	13,5 kg
<b>Moc</b>	120 W
<b>Poziom hałasu</b>	≤ 57 ± 2 dB
<b>Wymiary</b>	356 x 236 x 277 mm