

## Worki z PP - autoklawowalne Pall

GOSELIN™

Worki z PP do autoklawowania. Grubość 40 µm.

Brak zdjęcia

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Materiał	Pojemność	Szer. x dł.	Grubość	Szt./Op.
	C-2011	Worki na odpady autoklawowalne	PP	3 l	225 x 400 mm	40 µm	500 szt.
	C-2012	Worki na odpady autoklawowalne	PP	9 l	300 x 500 mm	40 µm	500 szt.
	C-2013	Worki na odpady autoklawowalne	PP	14 l	400 x 600 mm	40 µm	500 szt.
	C-2014	Worki na odpady autoklawowalne	PP	21 l	400 x 780 mm	40 µm	500 szt.
	C-2015	Worki na odpady autoklawowalne	PP	33 l	600 x 780 mm	40 µm	500 szt.

### Opis

Worki z polipropylenu (PP) do autoklawowania. Możliwość sterylizacji w temperaturze do 134 °C. Przy procesie sterylizacji zalecany czas to 20 min, należy pamiętać aby nie zamykać worka szczelnie. Grubość worka 40 µm.

Do wyboru worki o pojemności od 3 do 33 litrów. Opakowanie zawiera 500 szt.

Do zamykania worków można dokupić osobno taśmy do sterylizacji, które mamy w ofercie.