



Worki Biohazard z PP - autoklawowalne Pall

GOSELIN

Worki z PP do autoklawowania. Oznaczone napisem i znakiem Biohazard. Grubość 40 µm.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Materiał	Pojemność	Szer. x dł.	Grubość	Szt./Op.
	C-2021	Worki na odpady Biohazard - autoklawowalne	PP	3 l	225 x 400 mm	40 µm	500 szt.
	C-2022	Worki na odpady Biohazard - autoklawowalne	PP	9 l	300 x 500 mm	40 µm	500 szt.
	C-2023	Worki na odpady Biohazard - autoklawowalne	PP	14 l	400 x 600 mm	40 µm	500 szt.
	C-2024	Worki na odpady Biohazard - autoklawowalne	PP	21 l	400 x 780 mm	40 µm	500 szt.
	C-2025	Worki na odpady Biohazard - autoklawowalne	PP	33 l	600 x 780 mm	40 µm	500 szt.

Opis

Worki z oznaczeniem Biohazard, wykonane z PP. Do autoklawowania. Przeznaczone do utylizacji i sterylizacji materiałów potencjalnie niebezpiecznych biologicznie. Możliwość sterylizacji w temperaturze do 134 °C. Zalecany czas w autoklawie wynosi 20 min, należy pamiętać aby nie zamykać worka szczelnie.

Grubość worków 40 µm. Opakowanie zawiera 500 szt.

Do zamykania worków można dokupić osobno taśmy do sterylizacji, które mamy w ofercie.