



Worki Biohazard na odpady - autoklawowalne Pall



Autoklawowalne worki na odpady z bezbarwnego polipropylenu (PP). Grubość 50 µm. Wersja z czerwonym napisem i logo Bio hazard. Możliwość sterylizacji w temperaturze do 134 °C.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Materiał	Pojemność	Szer. x dł.	Grubość	Kolor	Szt./Op.	Nr producenta
	J-2555	Worki na odpady Biohazard - autoklawowalne	PP	7 l	300 x 500 mm	50 µm	bezbarwne	50 szt.	86.1201
	J-2558	Worki na odpady Biohazard - autoklawowalne	PP	24 l	400 x 780 mm	50 µm	bezbarwne	50 szt.	86.1202
	J-2561	Worki na odpady Biohazard - autoklawowalne	PP	40 l	600 x 780 mm	50 µm	bezbarwne	50 szt.	86.1203

Opis

Worki na odpady wykonane z polipropylenu (**PP**), autoklawowalne. Wersja z napisem i logo Bio hazard. Nadruk wykonany w kolorze czerwonym. Odpowiednie do utylizacji i sterylizacji materiałów potencjalnie niebezpiecznych biologicznie. Wytrzymałe na rozerwanie i przebicie dzięki zastosowaniu folii propylenowej o grubości 50 µm. Dodatkowo na dnie umieszczono szeroką, mocną spoinę. Worki dostępne w poj. od 7 l do 40 l, w wersji bezbarwnej.

Produkt nadaje się do **sterylizacji w temperaturze do 134 °C**. Warunkiem pełnego wysterylizowania jest otwarcie worka, zapewniające dotarcie pary do jego wnętrza.

Oferujemy również [worki Bio Hazard w kolorze żółtym](#).