











**Butelki laboratoryjne Fisherbrand - z zakrętką - o poj. 100-20000 ml Pall**

*fisherbrand*

Butelki Fisherbrand™ ze szkła borokrzemowego. W komplecie z pierścieniem i zakrętką z PP. Butelki posiadają białe pole opisowe, skalę objętości oraz gwint GL45. Autoklawowalne w 140 °C. Oferujemy butelki o pojemności 100-20000 ml. Sprzedawane pojedynczo.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Śr. x wys.	Gwint	Szt./Op.
	L-6025	Butelka laboratoryjna Fisherbrand	100 ml	56 x 105 mm	GL45	1 szt.
	L-6026	Butelka laboratoryjna Fisherbrand	250 ml	70 x 138 mm	GL45	1 szt.
	L-6027	Butelka laboratoryjna Fisherbrand	500 ml	86 x 176 mm	GL45	1 szt.
	L-6028	Butelka laboratoryjna Fisherbrand	1000 ml	101 x 225 mm	GL45	1 szt.
	L-6029	Butelka laboratoryjna Fisherbrand	2000 ml	136 x 260 mm	GL45	1 szt.
	L-6030	Butelka laboratoryjna Fisherbrand	5000 ml	181 x 330 mm	GL45	1 szt.
	L-6031	Butelka laboratoryjna Fisherbrand	10000 ml	227 x 410 mm	GL45	1 szt.
	L-6032	Butelka laboratoryjna Fisherbrand	20000 ml	288 x 510 mm	GL45	1 szt.

**Opis**

Butelki szklane Fisherbrand z polipropylenowymi zakrętkami oraz pierścieniem. Wykonane ze szkła borokrzemowego. Posiadają białe pole opisowe, skalę objętości oraz gwint GL45. Butelki można autoklawować w 140 °C. Do wyboru są butelki o pojemności 100-20000 ml. Sprzedawane pojedynczo. Wyprodukowane zgodnie z normą ISO R1115 oraz DIN 168.