














Adaptory do rotorów Pall



Adaptory do rotorów firmy Ohaus. Umożliwiają wirowanie próbek o pojemności 0,2-30 ml.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Na próbki	Śr. próbek	Szt./Op.	Nr producenta
	H-5300	Adaptory do rotorów Ohaus	0,2/0,4 ml	6 mm	6 szt.	30130884
	H-5301	Adaptory do rotorów Ohaus	0,5 ml	8 mm	6 szt.	30130885
	H-5306	Adaptory do rotorów Ohaus	1,0 ml Cryo	12,6 mm	6 szt.	30130887
	H-5302	Adaptory do rotorów Ohaus	1,5/2,0 ml	11 mm	6 szt.	30130886
	H-5305	Adaptory do rotorów Ohaus	1,8 ml Cryo	12,6 mm	6 szt.	30130888
	H-5304	Adaptory do rotorów Ohaus	5 ml	13,5 mm	2 szt.	30130890
	H-5303	Adaptory do rotorów Ohaus	7 ml	13,5 mm	2 szt.	30130889
	H-5307	Adaptory do rotorów Ohaus	15 ml	17 mm	2 szt.	30130893
	H-5308	Adaptory do rotorów Ohaus	15 ml RB	17 mm	2 szt.	30130894
	H-5309	Adaptory do rotorów Ohaus	16 ml	18 mm	2 szt.	30130892
	H-5310	Adaptory do rotorów Ohaus	30 ml	26 mm	2 szt.	30130891

Opis

Adaptory do rotorów firmy Ohaus. Poszerzają zakres możliwości wirowania próbek o różnej pojemności (0,2-30 ml) oraz różnego rodzaju m. in. krioprobówek (H-5305, H-5306). Do wyboru adaptory dopasowane do różnych rotorów (dane zebrane w tabeli kompatybilności).