








Aksesoria do wytrząsarek ROCKER Pall



Aksesoria do wytrząsarek ROCKER 2 i ROCKER 3, zarówno w wersji analogowej jak i cyfrowej. W ofercie maty antypoślizgowe, dodatkowa platforma piętrująca oraz 4 rodzaje tac na próbówki.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	K-4741	Mata uniwersalna RD 1	0004532000
	K-4742	Mata profilowana RD 2	0004532100
	K-4743	Dodatkowa platforma piętrująca A 2	0004581700
	K-4744	Platforma TB 1 na 28 probówek o poj. 5 ml i śr. 12 mm	0004532200
	K-4745	Platforma TB 2 na 16 probówek o poj. 15 ml i śr. 16 mm	0004532300
	K-4746	Platforma TB 3 na 14 probówek o poj. 30 ml i śr. 25 mm	0004532400
	K-4747	Platforma TB 4 na 10 probówek o poj. 30 ml i śr. 28 mm	0004532500

Opis

Aksesoria do wytrząsarek ROCKER 2 i ROCKER 3, zarówno w wersji analogowej jak i cyfrowej.

Gumowe **maty antypoślizgowe** zapewniające stabilność naczyń. Do wyboru mata gładka mata RD 1 lub profilowana RD 2. Wymiary to 234,6 x 1,6 x 234,6 mm (szer. x wys. x gł.). Mata RD 1 jest dostarczana startowo w zestawie z wytrząsarkami ROCKER 2 i ROCKER 3.

W ofercie posiadamy również **tace na próbówki** z możliwością piętrowania na **dodatkowej platformie A 2**. Każda z 4 tac mieści inną ilość probówek:

- Taca TB 1 - 28 probówek o poj. 5 ml i śr. 12 mm
- Taca TB 2 - na 16 probówek o poj. 15 ml i śr. 16 mm
- Taca TB 3 - mieści 14 probówek o poj. 30 ml i śr. 25 mm
- Taca TB 4 - na 10 probówek o poj. 30 ml i śr. 28 mm