

**Statywy dwustronne z pokrywkami Pall**



Brak zdjęcia

Zestaw dwustronnych statywów z PP na probówki. Umożliwiają jednoczesne umieszczenie kilku probówek w różnych rozmiarach. W komplecie z pokrywkami pasującymi do obu stron. Autoklawowalne w 121 °C.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa                           | Do probówek        | Kolor       | Szt./Op. |
|-----------|---------|---------------------------------|--------------------|-------------|----------|
|           | HS2344A | Statywy dwustronne z pokrywkami | 0,2/0,5/1,5/2,0 ml | mix kolorów | 5 szt.   |

**Opis**

Statywy dwustronne na probówki. Wykonane z polipropylenu. Zdejmowana, zawiasowa pokrywa pasuje do obu stron. Możliwość sterylizacji w autoklawie w 121 °C.

Umożliwiają jednoczesne umieszczenie kilku probówek w różnych rozmiarach. Jedna strona mieści 168 probówek o poj. 0,2 ml (odpowiednie również do pasków po 8 lub 12 probówek) oraz 12 dołków na probówki o poj. 1,5/2,0 ml. Druga strona statywu mieści 40 probówki o poj. 0,5 ml oraz 12 dołków na probówki o poj. 1,5/2,0 ml.

Wymiary 206 x 131 x 53 mm. W zestawie mix kolorów: niebieski, zielony, różowy, żółty, pomarańczowy.