



Pudełka epT.I.P.S.[®] Box 2.0 Pall

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Pudełka epT.I.P.S.[®] Box 2.0 dostosowane do końcówek epT.I.P.S.[®] w wersji Reloads. Wykonane z polipropylenu, wielorazowe. Autoklawowalne w 121°C przez 20 min. Oferujemy trzy wersje pudełek: na końcówki o pojemności 10-300 µl, 1000-1250 µl oraz 1250-5000 µl. Dopasowane wieko ogranicza ryzyko kontaminacji. Wgłębienia w pokrywie umożliwiają układanie pudełek piętrowo.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Na końcówki	Szt./Op.	Nr producenta
	K-6901	Pudełko epT.I.P.S. [®] Box 2.0	10-300 µl	1 szt.	30076249
	K-6902	Pudełko epT.I.P.S. [®] Box 2.0	1000-1250 µl	1 szt.	30076257
	K-6903	Pudełko epT.I.P.S. [®] Box 2.0	1250-5000 µl	1 szt.	30076265

Opis

Pudełka **epT.I.P.S.[®] Box 2.0** na końcówki **epT.I.P.S.[®] w wersji Reloads**. Pudełka są wielorazowe, wykonane z polipropylenu. Można je **autoklawować w 121°C przez 20 min**. Do wyboru trzy rozmiary pustych pudełek pasujących do końcówek o pojemności **10-300 µl, 1000-1250 µl** oraz **1250-5000 µl**. Dopasowana pokrywa zmniejsza ryzyko kontaminacji. Przezroczyste wieko posiada wgłębienia, które ułatwiają układanie pudełek piętrowo.

Stosowanie końcówek w wersji Reloads pozbawia konieczności pojedynczego nakładania końcówek do pudełek, przez co znacznie usprawnia pracę, jednocześnie ograniczając ilość zużywanego plastiku w porównaniu do standardowej wersji końcówek w pudełkach.

W ofercie posiadamy także pasujące do pudełek końcówki [epT.I.P.S.[®] Reloads](#), [epT.I.P.S.[®] Reloads PCR Clean](#), [epT.I.P.S.[®] BioBased Reloads](#), [ep Dualfilter T.I.P.S.[®] BioBased Reloads](#), oraz [ep Dualfilter T.I.P.S.[®] SealMax[®] BioBased Reloads](#).