



Płyn do dezynfekcji powierzchni Meliseptol® Pure Pall

B|BRAUN

Preparat Meliseptol® Pure to skuteczny i szybki środek do odkażania powierzchni. Nie zawiera substancji zapachowych. Płyn ma szerokie spektrum działania, jest skuteczny wobec bakterii (w tym mykobakterii), grzybów, wirusów (włącznie z Rota-, Adeno- i Norowirusami). Czas odkażania wynosi 1 min. Sprawdza się do dezynfekcji wszystkich odpornych na alkohole powierzchni i materiałów.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Rodzaj pak.	Pojemność
	B-1671	Płyn do dezynfekcji powierzchni Meliseptol® Pure	butelka ze spryskiwaczem	1000 ml
	B-1672	Płyn do dezynfekcji powierzchni Meliseptol® Pure	butelka uzupełniająca	1000 ml
	B-1673	Płyn do dezynfekcji powierzchni Meliseptol® Pure	kanister	5000 ml

Opis

Płyn **Meliseptol® Pure** Niemieckiej firmy B|Braun to skuteczny i szybki środek do dezynfekcji powierzchni. Preparat jest ulepszoną wersją płynu Meliseptol® New Formula. W odróżnieniu od poprzednika **nie zawiera substancji zapachowych**.

Środek ma szerokie spektrum działania, jest wysoce skuteczny wobec bakterii (w tym mykobakterii), grzybów, wirusów (włącznie z Rota-, Adeno- i Norowirusami).

Meliseptol® Pure jest odpowiedni do odkażania wszystkich odpornych na alkohole powierzchni i materiałów. Nadaje się do dezynfekcji urządzeń medycznych i laboratoryjnych, a także sprzętu i narzędzi. Preparat jest gotowy do bezpośredniego użycia. Sprawdza się do odkażania trudno dostępnych powierzchni. **Czas działania wynosi 1 min.**

Preparat dostępny w dwóch pojemnościach: 1000 ml i 5000 ml, w wersji ze spryskiwaczem (B-1671), w butelce zapasowej bez atomizera (B-1672) i w kanistrze (B-1673).