



Zestawy NucleoMag[®] Blood



NucleoMag[®] Blood – to zestawy wykorzystujące magnetyczne kuleczki do izolowania genomowego DNA z krwi pełnej. Procedura jednoprobowkowa eliminuje ryzyko zanieczyszczeń krzyżowych. Możliwe jest wykorzystanie zestawów nawet przy małych objętościach elucji.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Liczba izolacji	Szt./Op.
	744500.1	NucleoMag [®] 96 Blood	1 x 96 izolacji	1 zestaw
	744500.4	NucleoMag [®] 96 Blood	4 x 96 izolacji	1 zestaw
	744500.24	NucleoMag [®] 96 Blood	24 x 96 izolacji	1 zestaw
	744501.1	NucleoMag [®] 96 Blood 200 µl	1 x 96 izolacji	1 zestaw
	744501.4	NucleoMag [®] 96 Blood 200 µl	4 x 96 izolacji	1 zestaw
	744502.1	NucleoMag [®] 96 Blood 300 µl	1 x 96 izolacji	1 zestaw

Opis

NucleoMag[®] Blood – to zestawy wykorzystujące magnetyczne kuleczki do izolowania genomowego DNA z krwi pełnej. Procedura jednoprobowkowa eliminuje ryzyko zanieczyszczeń krzyżowych. Możliwe jest wykorzystanie zestawów nawet przy małych objętościach elucji ($\geq 50 \mu\text{l}$ (NucleoMag[®] Blood 200 µl), $\geq 1 \text{ ml}$ (NucleoMag[®] Blood 3 ml)). Całą procedurę można przeprowadzić w temperaturze pokojowej. Zestawy można łatwo zaadaptować do zautomatyzowanych technik. Otrzymane DNA nadaje się do zastosowania w PCR, real-time PCR, Southern blot oraz w wielu rodzajach reakcji enzymatycznych.