



## Zestawy NucleoSpin<sup>®</sup> Tissue XS



Zestawy NucleoSpin<sup>®</sup> Tissue XS - umożliwiają oczyszczenie genomowego, bakteryjnego i wirusowego DNA z bardzo małych próbek, np. z biopsji, prób kryminalistycznych bądź komórek posortowanych w cytofluorymetrze przepływowym (FACS). Elucja w zaledwie 5 µl pozwala na otrzymanie silnie stężonego DNA, gotowego do szczególnych zastosowań, np. RT-PCR, multiplex PCR.

| Miniatura | Nr-art.    | Nazwa                             | Liczba izolacji | Szt./Op. |
|-----------|------------|-----------------------------------|-----------------|----------|
|           | 740901.10  | NucleoSpin <sup>®</sup> Tissue XS | 10 izolacji     | 1 zestaw |
|           | 740901.50  | NucleoSpin <sup>®</sup> Tissue XS | 50 izolacji     | 1 zestaw |
|           | 740901.250 | NucleoSpin <sup>®</sup> Tissue XS | 250 izolacji    | 1 zestaw |

### Opis

Zestawy NucleoSpin<sup>®</sup> Tissue XS - umożliwiają oczyszczenie genomowego, bakteryjnego i wirusowego DNA z bardzo małych próbek, np. z biopsji, prób kryminalistycznych bądź komórek posortowanych w cytofluorymetrze przepływowym (FACS). Elucja w zaledwie 5 µl pozwala na otrzymanie silnie stężonego DNA, gotowego do szczególnych zastosowań, np. RT-PCR, multiplex PCR. Zestawy nadają się do oczyszczania DNA m. in. z:

- tkanek (np. nerek myszy),
- komórek (np. bakterii, drożdży, hodowli komórkowych),
- próbek klinicznych (np. próbki biopsji),
- próbek kryminalistycznych (np. zakrzepłej krwi, wymazów z jamy ustnej, odcisków palców).