



Zestawy NucleoSpin® Food



Zestawy **NucleoSpin® Food** służą do szybkiego izolowania genomowego DNA z żywności i pasz na małą skalę. Całkowite usunięcie inhibitorów PCR pozwala uzyskać DNA wysokiej jakości. Nawet niewielkie ilości częściowo zdegradowanego DNA mogą być wyizolowane ze złożonych matryc. Procedura oczyszczania jest szybka i łatwa, a także elastyczna – pozwala na izolację DNA z różnych rodzajów próbek.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Liczba izolacji	Szt./Op.
	740945.10	NucleoSpin® Food	10 izolacji	1 zestaw
	740945.50	NucleoSpin® Food	50 izolacji	1 zestaw
	740945.250	NucleoSpin® Food	250 izolacji	1 zestaw
	740975	NucleoSpin® 8 Food	12 × 8 izolacji	1 zestaw
	740975.5	NucleoSpin® 8 Food	60 × 8 izolacji	1 zestaw
	740976.2	NucleoSpin® 96 Food	2 x 96 izolacji	1 zestaw
	740976.4	NucleoSpin® 96 Food	4 x 96 izolacji	1 zestaw
	740976.24	NucleoSpin® 96 Food	24 x 96 izolacji	1 zestaw

Opis

Zestawy **NucleoSpin® Food** służą do szybkiego izolowania genomowego DNA z żywności i pasz na małą skalę. Całkowite usunięcie inhibitorów PCR pozwala uzyskać DNA wysokiej jakości. Nawet niewielkie ilości częściowo zdegradowanego DNA mogą być wyizolowane ze złożonych matryc. Procedura oczyszczania jest szybka i łatwa, a także elastyczna – pozwala na izolację DNA z różnych rodzajów próbek.

Zestawy nadają się do pozyskiwania DNA z:

- przetworzonej żywności, soi (mleka i mąki), czekolady, zboża, mięsa,
- paszy dla zwierząt.

Otrzymane DNA nadaje się do zastosowania w technikach real-time PCR, Southern blot oraz w różnego typu reakcjach enzymatycznych.