

## Butelki z kroplomierzem - oranżowe Pall

Szklane butelki wyposażone w zakrętkę zintegrowaną z kroplomierzem. Do precyzyjnego dozowania płynów. Ciemne szkło chroni zawartość przed działaniem światła. Czterokątna i żebrowana powierzchnia połowy butelki ułatwia chwyt i zapobiega przypadkowemu stoczeniu się.

Brak zdjęcia

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Pojemność
	L-1290	Butelka z kroplomierzem	oranżowa	10 ml
	L-1291	Butelka z kroplomierzem	oranżowa	20 ml
	L-1292	Butelka z kroplomierzem	oranżowa	30 ml

### Opis

Butelki wykonane z oranżowego szkła zapewniającego skuteczną ochronę substancji przed promieniowaniem UV. Jest to istotne przy przechowywaniu wrażliwych roztworów, olejków, preparatów chemicznych. Wyposażone w białą zakrętkę z wbudowaną pipetą zakończoną niebieską gumową gruszką, umożliwiającą precyzyjne odmierzenie i dozowanie cieczy. Zakrętka zintegrowana z kroplomierzem zapewnia szczelność i wygodę użytkowania. Jedna połowa butelek jest owalna, druga posiada czterokątną powierzchnię z wypukłościami. Ułatwia to chwyt i zapobiega przypadkowemu stoczeniu się. Produkt nadaje się do zastosowań laboratoryjnych, farmaceutycznych i kosmetycznych.