




Agaroza Protino[®] Ni-NTA



Agaroza Protino[®] Ni-NTA - wypełnienie dostępne w postaci zawiesiny wodnej. Jako grupy chelatujące wykorzystano tu reszty NTA (kwasu nitrylotrioctowego) posiadające dwa miejsca wiązania. Możliwe jest oczyszczanie w warunkach natywnych bądź denaturujących.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Ilość	Szt./Op.
	745400.25	Protino [®] Ni-NTA Agarose	25 ml	1 op.
	745400.100	Protino [®] Ni-NTA Agarose	100 ml	1 op.
	745400.500	Protino [®] Ni-NTA Agarose	500 ml	1 op.

Opis

Agaroza Protino[®] Ni-NTA - wypełnienie dostępne w postaci zawiesiny wodnej. Jako grupy chelatujące wykorzystano tu reszty NTA (kwasu nitrylotrioctowego) posiadające dwa miejsca wiązania. Możliwe jest oczyszczanie w warunkach natywnych bądź denaturujących. Jest to uniwersalne narzędzie nadające się do małych białek i dużych kompleksów białkowych, a także białek o niskim poziomie ekspresji, posiadające znaczną różnorodność zastosowań. Dostępne są również puste kolumny nadające się do wypełnienia agarozą Protino[®] Ni-NTA.