



Testy kryminalistyczne HemDirect - do wykrywania hemoglobiny



Seratec[®] HemDirect to chromatograficzny test immunologiczny do wykrywania ludzkiej hemoglobiny (Hb). Przeznaczony do ustalania obecności krwi w próbkach kryminalistycznych. Za pomocą testu identyfikowane są ilości ludzkiej Hb wynoszące co najmniej 20 ng/ml. Opakowanie zawiera 30 testów pakowanych indywidualnie, 30 probówek o poj. 1,5 ml zawierających bufor do ekstrakcji oraz instrukcję obsługi.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Przeznaczenie	Szt./Op.
	B-6000	Testy immunochromatograficzne Seratec HemDirect	do wykrywania hemoglobiny	30 szt.

Opis

Seratec[®] HemDirect chromatograficzny test immunologiczny. Stosowany do szybkiego wykrywania **ludzkiej hemoglobiny (Hb)**. Wykorzystywany w analizie kryminalistycznej do identyfikacji **krwi**. Produkt zawiera dwa wysoce specyficzne przeciwciała monoklonalne przeciwko ludzkiej Hb jako składniki aktywne. Czerwony barwnik krwi hemoglobina (Hb) to kompleks proteinowy występujący w czerwonych krwinkach. Służy do transportu gazów w organizmie. Hemoglobina posiada względną masę molową 64,5 kDa i składa się z 4 podjednostek.

Próg wykrywalności hemoglobiny wynosi **20 ng/ml**. Wynik można uzyskać już **po 10 minutach**. Seratec[®] HemDirect jest łatwy w użyciu, ponieważ nie wymaga dodatkowego sprzętu. Stosowany zarówno na miejscu zdarzenia, jak i w laboratorium. Produkt charakteryzuje się również wysoką stabilnością. Pozytywne wyniki można uzyskać nawet w przypadku 31-letnich próbek.

Test Seratec[®] HemDirect produkowany zgodnie ze standardami jakości Normy europejskiej **ISO 9001**.

Opakowanie zawiera 30 indywidualnie zapakowanych testów z plastikową pipetą, 30 buteleczek z 1,5 ml buforu ekstrakcyjnego oraz instrukcję obsługi.

W naszej ofercie znajduje się także [test immunochromatograficzny Seratec[®] PMB](#), który umożliwia szybkie identyfikowanie krwi obwodowej i menstruacyjnej, wykrywając zarówno ludzką hemoglobinę (Hb), jak i D-dimery.