



Testy kryminalistyczne PSA Semiquant - do wykrywania PSA



Seratec[®] PSA Semiquant chromatograficzny test immunologiczny do szybkiego półilościowego wykrywania swoistego antygenu sterczowego (PSA). Wykorzystywany w kryminalistyce do identyfikacji nasienia. Test wykrywa PSA w stężeniach od 1 ng/ml. Idealny zarówno do badań terenowych, jak i laboratoryjnych. Opakowanie zawiera 40 kaset testowych, 50 ml buforu ekstrakcyjnego oraz instrukcję obsługi.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Przeznaczenie	Szt./Op.
	B-4000	Testy immunochromatograficzne Seratec PSA Semiquant	do wykrywania PSA	40 szt.

Opis

Seratec[®] PSA Semiquant zaawansowany test immunologiczny. Stosowany do półilościowego wykrywania **swoistego antygenu sterczowego (PSA)** w kryminalistyce. Wykorzystywany do identyfikacji **nasienia**. Produkt zawiera dwa przeciwciała monoklonalne przeciwko ludzkiemu PSA jako składniki aktywne. Wykrywa ilości PSA **od 1 ng/ml**. Wyniki uzyskuje się po **10 minutach**, bez konieczności stosowania dodatkowego sprzętu. Stosowany zarówno na miejscu zdarzenia, jak i w laboratorium.

PSA Semiquant zaprojektowany tak, aby wykrywać PSA także w przypadkach braku plemników, np. po wazektomii. Pozytywne wyniki uzyskiwane nawet z 30-letnich próbek. Ponadto, test wykazuje wyższą swoistość w wykrywaniu płynu nasiennego w porównaniu z testami fosfatazy alkalicznej. Dlatego jest idealnym wyborem dla analiz kryminalistycznych.

Test Seratec[®] PSA Semiquant produkowany zgodnie ze standardami jakości Normy europejskiej **ISO 9001**.

Opakowanie zawiera 40 kaset testowych, 50 ml bufora ekstrakcyjnego oraz instrukcję obsługi.

W naszej ofercie znajduje się także [test immunochromatograficzny Seratec[®] PAM Test](#), który umożliwia jednoczesne wykrywanie zarówno swoistego antygenu sterczowego (PSA), jak i α -amylazy.