

Pipety serologiczne Pall

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Brak zdjęcia

CZC

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność
-----------	---------	-------	-----------

Opis

ZZXc

Dane techniczne

Kod	NumerKatalogowy	Nazwa
B-4260	07-2101	Komory do hodowli komórkowej na szkiełku mikroskopowym - 1-dołkowe - sterylne - 12 szt.
B-4261	07-2102	Komory do hodowli komórkowej na szkiełku mikroskopowym - 2-dołkowe - sterylne - 12 szt.
B-4262	07-2104	Komory do hodowli komórkowej na szkiełku mikroskopowym - 4-dołkowe - sterylne - 12 szt.
B-4263	07-2108	Komory do hodowli komórkowej na szkiełku mikroskopowym - 8-dołkowe - sterylne - 12 szt.
B-4265	07-5001	Pipety serologiczne z PS - poj. 1 ml - kod barwny żółty - z zatyczką z waty - sterylne - pak. ind. - 800 szt.

B-4266

07-5002

Pipety serologiczne z PS - poj. 2 ml - żółty zielony - z zatyczką z waty - sterylne - pak. ind. - 600 szt.