

test Pall

rg

Brak zdjęcia

Miniatura

Nr-art.

Nazwa

Opis

[asffasfasfafasfagr](#)

Dane techniczne

Parametr	Pipeta Reference® 2										
Pojemność	0,1- 2,5 µl	0,5- 10 µl	2- 20 µl	2- 20 µl	10- 100 µl	20- 200 µl	30- 300 µl	100- 1000 µl	250- 2500 µl	500- 5000 µl	1000- 10000 µl
Rodzaj	mechaniczna										
Typ	jednokanałowa										
Kod barwny	ciemnoszary	szary	jasnoszary	żółty	żółty	żółty	pomarańczowy	niebieski	czerwony	fioletowy	turkusowy
Autoklawowalność	tak										