



## Fiolki NextGen™ V Vials® z zakrętką z otworem i ze skalą

**WHEATON**<sup>®</sup>

Fiolki NextGen™ V Vials® wykonane są ze szkła borokrzemowego Wheaton 33. Posiadają skalę. Stożkowe wnętrze ułatwia pracę z próbkami o niewielkiej objętości. W zestawie zakrętka fenolowa z otworem i septą z PTFE/silikonu.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa                    | Kolor     | Pojemność | Śr. x wys. | Septa        | Gwint  | Szt./Op. |
|-----------|---------|--------------------------|-----------|-----------|------------|--------------|--------|----------|
|           | G-9022  | Fiolki NextGen™ V Vials® | bezbarwne | 0,3 ml    | 13 x 35 mm | PTFE/silikon | 13-425 | 12 szt.  |
|           | G-9023  | Fiolki NextGen™ V Vials® | bezbarwne | 1,0 ml    | 13 x 44 mm | PTFE/silikon | 13-425 | 12 szt.  |
|           | G-9024  | Fiolki NextGen™ V Vials® | bezbarwne | 2,0 ml    | 20 x 44 mm | PTFE/silikon | 20-400 | 12 szt.  |
|           | G-9025  | Fiolki NextGen™ V Vials® | bezbarwne | 3,0 ml    | 20 x 50 mm | PTFE/silikon | 20-400 | 12 szt.  |
|           | G-9026  | Fiolki NextGen™ V Vials® | bezbarwne | 5,0 ml    | 20 x 65 mm | PTFE/silikon | 20-400 | 12 szt.  |

### Opis

Fiolki NextGen™ V Vials® charakteryzują się stożkowym dnem, które umożliwia maksymalne odzyskanie próbki i pracę bez strat cennych substancji. Ten wyjątkowy kształt bardzo dobrze sprawdza się przy próbkach o niewielkiej objętości. Fiolki wykonane są ze szkła borokrzemowego Wheaton 33. Dodatkowo wyposażone są w podziałkę. Każda fiolka dostarczana się wraz z czarną zakrętką fenolową z otworem i septą z PTFE/silikonu. Fiolki NextGen™ V Vials® bardzo dobrze sprawdzą się przy reakcjach w małej skali, jak również przy przechowywaniu i transporcie cennych próbek.