



Fiolki Wheaton Shorty Vials[®] - 4 ml i 6 ml - bez zakrętek

WHEATON[®]

Wykonane z przezroczystego szkła borokrzemowego Wheaton 33 odpornego termicznie. Dostarczane bez zakrętki. Szeroki kształt zapewnia większą stabilność. Zapakowane na tackach w praktycznym kartonie.

Zakrętki należy zamawiać osobno.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Wymiary	Śr. gwintu	Szt./Op.
	9-0164	Fiolki Wheaton Shorty Vials [®]	4 ml	17 x 38 mm	15 mm	200 szt.
	9-0165	Fiolki Wheaton Shorty Vials [®]	6 ml	19 x 40 mm	15 mm	200 szt.

Opis

Wykonane z przezroczystego szkła borokrzemowego Wheaton 33 odpornego termicznie. Dostarczane bez zakrętki. Szeroki kształt zapewnia większą stabilność. Zapakowane na tackach w praktycznym kartonie.

Zakrętki należy zamawiać osobno.