



Test zdjęcia Pall

Miniatura

Kolor



Dane techniczne

Parametr	Eppendorf Conical Tubes	Eppendorf Conical Tubes
Rodzaj produktu	Materiały zużywalne	
Stopień czystości	sterile, wolne od pirogenów, DNaz, RNaz i DNA ludzkiego i bakteryjnego	
Opakowanie	500 probówki (20 statywy × 25 probówki)	300 probówki (12 statywy × 25 probówki)
dostępny (-a, -e) w formie BioBased	90 %, screw caps made from fossil-sourced material	
Średnica (mm)	17 mm	30 mm
Ochrona przed światłem	nie	
Kolor	bezbardwy	
Materiał	probówka: polipropylen, zakrętka: polietylen o wysokiej gęstości (HDPE)	
Objętość	15 mL	50 mL
Maks. RCF	19 500 × g	
Temperatura robocza	-86 °C - 100 °C	

Odporność na wirowanie

19 500 × g¹⁾

Kształt dna

stożkowy