



Rękawice lateksowe dermagel[®] coated - bezpudrowe

MERCATOR MEDICAL

Bezpudrowe, lateksowe rękawice jednorazowego użytku. Charakteryzują się dużą wytrzymałością i odpornością na rozciąganie. Przydatne w pracach diagnostycznych oraz w celach ochronnych ogólnego przeznaczenia. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Przyjazne dla skóry – **posiadają wewnętrzną bezlateksową warstwę polimerową**. Teksturowana powierzchnia zewnętrzna.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Powierzchnia	Rozmiar	Kolor	Szt./Op.
	P-4051	Rękawice lateksowe dermagel [®] coated - jednorazowe	bezpudrowe	teksturowane	XS	kremowe	100 szt.
	P-4052	Rękawice lateksowe dermagel [®] coated - jednorazowe	bezpudrowe	teksturowane	S	kremowe	100 szt.
	P-4053	Rękawice lateksowe dermagel [®] coated - jednorazowe	bezpudrowe	teksturowane	M	kremowe	100 szt.
	P-4054	Rękawice lateksowe dermagel [®] coated - jednorazowe	bezpudrowe	teksturowane	L	kremowe	100 szt.
	P-4055	Rękawice lateksowe dermagel [®] coated - jednorazowe	bezpudrowe	teksturowane	XL	kremowe	100 szt.

Opis

Bezpudrowe, lateksowe rękawice jednorazowego użytku. Charakteryzują się dużą wytrzymałością i odpornością na rozciąganie. Przydatne w pracach diagnostycznych oraz w celach ochronnych ogólnego przeznaczenia. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Przyjazne dla skóry – **posiadają wewnętrzną bezlateksową warstwę polimerową**. Teksturowana powierzchnia zewnętrzna. Rękawice mają uniwersalny kształt, pasujący zarówno na prawą, jak i na lewą dłoń. Wyróżnia je łatwe zakładanie.

Rękawice dermagel[®] coated posiadają oznaczenie **CE** i są zgodne z:

- dyrektywą nr **93/42/EWG** – klasa I – wyrób medyczny,
- dyrektywą nr **89/686/EWG** – kategoria III – środek ochrony indywidualnej.

Wym. opakowania (wys. x szer. x gł.): 120 x 240 x 70 mm.

Kolor: kremowe.