



## Rękawice lateksowe comfort<sup>®</sup> powdered - pudrowane

**MERCATOR MEDICAL**

Pudrowane, lateksowe rękawice jednorazowego użytku. Charakteryzują się dużą wytrzymałością, barierowością i odpornością na rozciąganie. Przydatne w pracach diagnostycznych oraz w celach ochronnych ogólnego przeznaczenia. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Gładka powierzchnia zewnętrzna.

| Miniatura                                                                           | Nr-art. | Nazwa                                                                      | Rozmiar | Szt./Op. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|    | P-4011  | Rękawice lateksowe comfort <sup>®</sup> powdered - jednorazowe - pudrowane | XS      | 100 szt. |
|    | P-4012  | Rękawice lateksowe comfort <sup>®</sup> powdered - jednorazowe - pudrowane | S       | 100 szt. |
|  | P-4013  | Rękawice lateksowe comfort <sup>®</sup> powdered - jednorazowe - pudrowane | M       | 100 szt. |
|  | P-4014  | Rękawice lateksowe comfort <sup>®</sup> powdered - jednorazowe - pudrowane | L       | 100 szt. |
|  | P-4015  | Rękawice lateksowe comfort <sup>®</sup> powdered - jednorazowe - pudrowane | XL      | 100 szt. |

### Opis

Pudrowane, lateksowe rękawice jednorazowego użytku. Charakteryzują się dużą wytrzymałością, barierowością i odpornością na rozciąganie. Przydatne w pracach diagnostycznych oraz w celach ochronnych ogólnego przeznaczenia. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Gładka powierzchnia zewnętrzna. Rękawice mają uniwersalny kształt, pasujący zarówno na prawą, jak i na lewą dłoń.

Rękawice comfort<sup>®</sup> powdered posiadają oznaczenie **CE** i są zgodne z:

- dyrektywą nr **93/42/EWG** - klasa I - wyrób medyczny,
- dyrektywą nr **89/686/EWG** - kategoria III - środek ochrony indywidualnej.

**Wym. opakowania (wys. x szer. x gł.):** 120 x 240 x 70 mm.

**Kolor:** kremowe.