



Rękawice nitrylowe nitrylex[®] classic - bezpudrowe

MERCATOR MEDICAL

Bezpudrowe, nitrylowe rękawice jednorazowego użytku. Charakteryzują się zwiększoną wrażliwością dotykową. Przydatne w pracach diagnostycznych oraz w celach ochronnych ogólnego przeznaczenia. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Przyjemne dla skóry - posiadają ograniczoną do minimum zawartość akceleratorów wulkanizacji. Teksturowana powierzchnia na końcach palców.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Powierzchnia	Rozmiar	Kolor	Szt./Op.
	P-4171	Rękawice nitrylowe nitrylex [®] classic - jednorazowe	bezpudrowe	teksturowane palce	XS	białe	100 szt.
	P-4172	Rękawice nitrylowe nitrylex [®] classic - jednorazowe	bezpudrowe	teksturowane palce	S	białe	100 szt.
	P-4173	Rękawice nitrylowe nitrylex [®] classic - jednorazowe	bezpudrowe	teksturowane palce	M	białe	100 szt.
	P-4174	Rękawice nitrylowe nitrylex [®] classic - jednorazowe	bezpudrowe	teksturowane palce	L	białe	100 szt.
	P-4175	Rękawice nitrylowe nitrylex [®] classic - jednorazowe	bezpudrowe	teksturowane palce	XL	białe	100 szt.
	P-4131	Rękawice nitrylowe nitrylex [®] classic - jednorazowe	bezpudrowe	teksturowane palce	XS	niebieskie	100 szt.
	P-4132	Rękawice nitrylowe nitrylex [®] classic - jednorazowe	bezpudrowe	teksturowane palce	S	niebieskie	100 szt.
	P-4133	Rękawice nitrylowe nitrylex [®] classic - jednorazowe	bezpudrowe	teksturowane palce	M	niebieskie	100 szt.
	P-4134	Rękawice nitrylowe nitrylex [®] classic - jednorazowe	bezpudrowe	teksturowane palce	L	niebieskie	100 szt.
	P-4135	Rękawice nitrylowe nitrylex [®] classic - jednorazowe	bezpudrowe	teksturowane palce	XL	niebieskie	100 szt.
	P-4141	Rękawice nitrylowe nitrylex [®] classic - jednorazowe	bezpudrowe	teksturowane palce	XS	fioletowe	100 szt.
	P-4142	Rękawice nitrylowe nitrylex [®] classic - jednorazowe	bezpudrowe	teksturowane palce	S	fioletowe	100 szt.
	P-4143	Rękawice nitrylowe nitrylex [®] classic - jednorazowe	bezpudrowe	teksturowane palce	M	fioletowe	100 szt.
	P-4144	Rękawice nitrylowe nitrylex [®] classic - jednorazowe	bezpudrowe	teksturowane palce	L	fioletowe	100 szt.
	P-4145	Rękawice nitrylowe nitrylex [®] classic - jednorazowe	bezpudrowe	teksturowane palce	XL	fioletowe	100 szt.
	P-4161	Rękawice nitrylowe nitrylex [®] classic - jednorazowe	bezpudrowe	teksturowane palce	XS	fioletowe	200 szt.
	P-4162	Rękawice nitrylowe nitrylex [®] classic - jednorazowe	bezpudrowe	teksturowane palce	S	fioletowe	200 szt.

	P-4163	Rękawice nitrylowe nitrylex® classic - jednorazowe	bezpudrowe	teksturowane palce	M	fioletowe	200 szt.
	P-4164	Rękawice nitrylowe nitrylex® classic - jednorazowe	bezpudrowe	teksturowane palce	L	fioletowe	200 szt.
	P-4165	Rękawice nitrylowe nitrylex® classic - jednorazowe	bezpudrowe	teksturowane palce	XL	fioletowe	200 szt.

Opis

Bezpudrowe, nitrylowe rękawice jednorazowego użytku. Charakteryzują się zwiększoną wrażliwością dotykową. Przydatne w pracach diagnostycznych oraz w celach ochronnych ogólnego przeznaczenia. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Przyjazne dla skóry – posiadają ograniczoną do minimum zawartość akceleratorów wulkanizacji. Teksturowana powierzchnia na końcach palców. Rękawice mają uniwersalny kształt, pasujący zarówno na prawą, jak i na lewą dłoń.

Przebadane zgodnie z normą **EN 374** (ochrona przed mikroorganizmami i odporność na środki chemiczne), jak również zgodnie z normą **EN 388** (odporność na ścieranie, przecięcie, rozdzieranie, przekłucie).

Rękawice nitrylex® classic posiadają oznaczenie **CE** i są zgodne z:

- dyrektywą nr **93/42/EWG** - klasa I - wyrób medyczny,
- dyrektywą nr **89/686/EWG** - kategoria III - środek ochrony indywidualnej.

Wym. opakowania (wys. x szer. x gł.): 125 x 230 x 55 mm.

Kolor: białe, niebieskie, fioletowe.